

# PRODUKTDATABLAD

## Danalast elastisk gazebind, usteril

Danalast elastisk gazebind. Tætvævet, blødt, luftgennemtrængeligt. Danalast er vævet med faste kanter af polyamid og skudtråde af viskose. Resistent over for salver o.lign. Velegnet til fiksering af forbindinger m.m. Materiale: 44% viskose, 56% polyamid.



**Indholdsstoffer/materiale:** Viskose, polyamid

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** CE I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** Nej

**Holdbarhed uåbnet:** 5år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** Nej

**Opbevaring:** Tørt udenfor direkte sollys, stuetemperatur

# PRODUKTDATABLAD

## Danalast elastisk gazebind, usteril

### Sortimentsoversigt

4215120	Danalast	fikseringsbind, elastisk gazebind	4cmx4m	æske a 20 stk	50501
4215122	Danalast	fikseringsbind, elastisk gazebind	6cmx4m	æske a 20 stk	50502
4215124	Danalast	fikseringsbind, elastisk gazebind	8cmx4m	æske a 20 stk	50503
4215125	Danalast	fikseringsbind, elastisk gazebind	10cmx4m	æske a 20 stk	50504
4215126	Danalast	fikseringsbind, elastisk gazebind	12cmx4m	æske a 20 stk	50505