

PRODUKTDATABLAD

Tegaderm Alginate Ag alginat med CMC og sølv, steril

Tegaderm™ Alginate er en højabsorberende, steril, non-woven antimikrobiel bandage, der er sammensat af "high G" (gurulonsyre)-kalciumalginat, carboxymethylcellulose (CMC) samt en sølvion-forbindelse, som frigiver sølvioner ved tilstedeværelse af såreksudat.

Gelen sikrer endvidere intakt fjernelse af forbindingen uden at beskadige det nydannede væv.

- Produktet kan fjernes i et stykke uden at efterlade rester i såret
- Opretholder et fugtigt sår miljø
- Kan anvendes sammen med kompression
- Høj absorption



Indholdsstoffer/materiale: Calcium-natrium alginat, CMC, sølv-ion forbindelse

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE IIb

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Tegaderm Alginate Ag alginat med CMC og sølv, steril

Sortimentsoversigt

4289075	Tegaderm Alginate Ag	alginatbandage med sølv og CMC, steril	5x5cm	æske a 10 stk - krt a 10 æsker	90310
4289076	Tegaderm Alginate Ag	alginatbandage med sølv og CMC, steril	10x10cm	æske a 10 stk - krt a 10 æsker	90312
4289077	Tegaderm Alginate Ag	alginatbandage med sølv og CMC, steril	10x20cm	æske a 10 stk - krt a 10 æsker	90314
4289078	Tegaderm Alginate Ag	alginatbandage med sølv og CMC, steril	15x15cm	æske a 10 stk - krt a 10 æsker	90316
4289079	Tegaderm Alginate Ag	alginatbandage med sølv og CMC, steril	3x30cm	æske a 10 stk - krt a 10 æsker	90320