

PRODUKTDATABLAD

Zetuvit E absorberende bandage med væskespærre, usteril

Zetuvit E er en absorptionsforbinding beregnet fra middel til kraftigt væskende sår.

Forbindingen består af 4 forskellige materialeg, som komplementerer hinanden optimalt, og som giver forbindingen dens gode egenskaber.

Forbindingen har en høj absorptionskapacitet og opsuger hurtigt eksudat.

Forbindingen er let at kombinere med andre typer forbindinger såsom salvekompreser eller calciumalginater.

Den blå bagside skal være vendt opad fra såret.

Zetuvit E er en 4-lags forbinding. Den absorberende kerne består af cellulosefluff og er indesluttet i et tyndt non-woven væv af cellulose, som fordeler væsken jævnt i forbindingen. Den blå bagside af nonwoven polypropen er væskeafvisende, men åndbar. Dette forhindrer, at eksudatet danner klumper i forbindingen. Forsiden består af hydrofil non-woven polypropen, som gør, at forbindingen ikke fæstner i såret.



Indholdsstoffer/materiale: Polyamid, cellulosefibre, vat, cellulosefluff

PVC/ptalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

PRODUKTDATABLAD

Zetuvit E absorberende bandage med væskespærre, usteril

Opbevaring: Stuetemperatur, tørt og udenfor direkte sollys

Sortimentsoversigt

| | | | | | |
|---------|-----------|--|---------|-----------------------------------|--------|
| 4273200 | Zetuvit E | absorberende bandage m/væskespærre, usteril | 10x10cm | æske a 50 stk.-krt. a 20 æske | 413860 |
| 4273201 | Zetuvit E | absorberende bandage m/væskespærre, usteril | 10x20cm | æske a 50 stk - krt a 12 æsker | 413861 |
| 4273202 | Zetuvit E | absorberende bandage m/væskespærre, usteril | 15x20cm | æske a 50 stk-krt a 8 æsker | 413862 |
| 4273203 | Zetuvit E | absorberende bandage m/væskespærre, usteril | 15x25cm | æske a 50 stk.-krt a 6 æsker | 413863 |
| 4273204 | Zetuvit E | absorberende bandage m/væskespærre, usteril | 20x20cm | æske a 50 stk.-krt a 6 æsker | 413864 |
| 4273205 | Zetuvit E | absorberende bandage m/væskespærre, usteril | 20x25cm | æske a 50 stk.-krt.a 4 æsker | 413865 |
| 4273206 | Zetuvit E | absorberende bandage m/væskespærre, usteril | 20x40cm | æske a 30 stk-krt a 4 æsker | 413866 |