

# PRODUKTDATABLAD

## MICRODACYN sårskyllevæske og sårgel, steril

**Microdacyn60® Wound Care** er en elektrolyseret opløsning beregnet til brug i forbindelse med debridement og fugtning af akutte og kroniske sår, åbne sår, flænger, hudafskrabninger og forbrændinger, herunder sådanne i enhver human kavitet såsom munden, næsen eller øret.

Hjælpestofferne er natriumhypoklorit og hypoklorsyre, der kan have en lokal antimikrobiel virkning. Opløsningen muliggør kroppens egen helingsproces ved at reducere den mikrobielle belastning og hjælpe med at skabe et fugtigt miljø.

**Microdacyn60® Wound Care** finder bred anvendelse i forbindelse med en omfattende sårbehandling og er sikkert at bruge på slimhinder.

**Microdacyn60® Wound Care** er biokompatibel for den indicerede anvendelse og irriteringsfri for human hud, øjne eller hals og virker ikke hudsensibiliserende. Der kræves ingen særlige forholdsregler for håndtering.

**Microdacyn60® Wound Care** bør opbevares i den originale forseglede beholder ved omgivelsesforhold.

Opbevar ved stuetemperatur, og undlad at fryse produktet. Opløsningen er ikke brændbar. Efter brug bør beholderen lukkes igen inden opbevaring.

I øvrigt henvises til brugsvejledningen som ligger i æsken.



# PRODUKTDATABLAD

## MICRODACYN sårskyllevæske og sårgel, steril

<b>Indholdsstoffer:</b>	Natriumhypoklorid, hypoklorsyre, vand
<b>PVC/phtalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	CE IIb
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Holdbarhed:</b>	3år, anbrudt 8 uger
<b>Opbevaring:</b>	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys. Produktet er ikke brandbart.
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Særlig mærkning:</b>	

### Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Varesekte	Varekategori 4	Producents varenr.
4289958	Microdacyn	antimikrobiel sårskyllevæske, steril	250 ml	krt a 12 stk	4410700
4289966	Microdacyn	antimikrobiel sårgel, steril	250 ml	krt a 6 stk	4420700
4289968	Microdacyn	antimikrobiel sårskyllevæske, steril	500 ml	krt a 24 stk	4410200
4290010	Microdacyn	antimikrobiel sårskyllevæske til NPWT, steril	990 ml	Krt a 6 flasker	44199-00
4290011	Microdacyn	antimikrobiel sårgel, steril	120 ml	krt a 6 stk	44209-00
4290012	Microdacyn	antimikrobiel sårgel, steril	60 ml	krt a 24 stk	44211-00
4290013	Microdacyn	antimikrobiel sårskyllevæske spray, steril	100 ml	krt a 12 stk	44210-00