

PRODUKTDATABLAD

ARION aflastningsstol m/100 stk betræk

Hjælpe middel til bandagering af arme og ben.

- Problemfri bandagering af arme og ben
- Let at anvende
- Kan steriliseres
- Transportabel
- Hygiejnisk
- Incl. 100 stk overtræk

Overtræk kan købes for sig, i æsker af 100 stk



Indholdsstoffer/materiale: PP (polypropylen) PE (polyethylen)

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Ikke medicinsk udstyr

Steril: Nej

Opbevaring: Tørt, udenfor direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 5år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

PRODUKTDATABLAD

ARION aflastningsstol m/100 stk betræk

Mediqs varesortiment

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Lev.varenr
4298006	Aflastningsstol ARION	aflastningsstol til bandageskift, incl 100 stk ove	22 cm x 17 cm x 13 cm	stk	EO5003
4298007	Aflastningsstol ARION	Overtræk til aflastningsstol		æske a 100 stk	EO5002