

# Måleguide CAROLON anti-embolistrømper



## Knæstrømper

Mediq varenr	Størrelse	Mål ankel	Mål læg	Længde	Str.type	Farve top	Farve tå
4401040	small - kort	17,5-20cm	25,5-33cm	30,5-36cm	Knæ	Gul	Pink
4401041	small - standard			36-40,5cm	Knæ	Gul	Hvid
4401042	small - lang			40,5-46cm	Knæ	Gul	Orange
4401043	medium - kort	20-22,5cm	30,5-38cm	33-38cm	Knæ	Hvid	Pink
4401044	medium - standard			38-43cm	Knæ	Hvid	Hvid
4401045	medium - lang			43-48,5cm	Knæ	Hvid	Orange
4401046	large - kort	22,5-25,5cm	35,5-43cm	35,5-41cm	Knæ	Blå	Pink
4401047	large - standard			41-45,5cm	Knæ	Blå	Hvid
4401048	large - lang			45,5-51cm	Knæ	Blå	Orange
4401049	X large - kort	25,5-28cm	40,5-48cm	35,5-41cm	Knæ	Grøn	Pink
4401050	X large - standard			41-45,5cm	Knæ	Grøn	Hvid
4401051	X large - lang			45,5-51cm	Knæ	Grøn	Orange
4401052	XX large - kort	28-30,5cm	46-53cm	35,5-41cm	Knæ	Lilla	Pink
4401053	XX large - standard			41-45,5cm	Knæ	Lilla	Hvid
4401054	XX large - lang			45,5-51cm	Knæ	Lilla	Orange
4401037	XXX large - kort	30,5-35,5cm	51-71cm	35,5-41cm	Knæ	Lys blå	Pink
4401038	XXX large - standard			41-45,5cm	Knæ	Lys blå	Hvid
4401039	XXX large - lang			45,5-51cm	Knæ	Lys blå	Orange

## Lårstrømper

Mediq varenr	Størrelse	Mål ankel	Mål læg	Mål lår	Længde	Str.type	Farve top	Farve tå
4401055	small - kort	17,5-20cm	25,5-33cm	40,5-51cm	66-74cm	Lår	Gul	Pink
4401056	small - standard				74-79cm	Lår	Gul	Hvid
4401057	small - lang				79-86cm	Lår	Gul	Orange
4401058	medium - kort	20-22,5cm	30,5-38cm	48-61cm	66-74cm	Lår	Hvid	Pink
4401059	medium - standard				74-79cm	Lår	Hvid	Hvid
4401060	medium - lang				79-86cm	Lår	Hvid	Orange
4401061	large - kort	22,5-25,5cm	35,5-43cm	58,5-68,5cm	66-74cm	Lår	Blå	Pink
4401062	large - standard				74-79cm	Lår	Blå	Hvid
4401063	large - lang				79-86cm	Lår	Blå	Orange
4401064	X large - kort	25,5-28cm	40,5-48cm	63,5-76cm	66-74cm	Lår	Grøn	Pink
4401065	X large - standard				74-79cm	Lår	Grøn	Hvid
4401066	X large - lang				79-86cm	Lår	Grøn	Orange

## Lårstrømper A.T.S. (justérbar lårstrømpe)

Mediq varenr	Størrelse	Mål ankel	Mål læg	Mål lår	Længde	Str.type	Farve top	Farve tå
4401070	small - standard	17,5-19,5cm	28-32,5cm	44,5-63-5	69-76,5cm	Lår justerbar	Gul	Hvid
4401071	small - lang				76,5-84cm	Lår justerbar	Gul	Orange
4401072	medium - standard	19,5-21,5cm	32,5-35,5cm	53,5-71cm	69-76,5cm	Lår justerbar	Hvid	Hvid
4401073	medium - lang				76,5-84cm	Lår justerbar	Hvid	Orange
4401074	large - standard	21,5-23,5cm	35,5-39,5cm	61-80cm	69-76,5cm	Lår justerbar	Blå	Hvid
4401075	large - lang				76,5-84cm	Lår justerbar	Blå	Orange
4401076	X large - standard	23,5-25,5cm	39,5-42,5cm	70-84cm	69-76,5cm	Lår justerbar	Grøn	Hvid
4401077	X large - lang				76,5-84cm	Lår justerbar	Grøn	Orange
4401078	XX large - standard	25,5-30cm	42,5-50cm	76-91,5cm	69-76,5cm	Lår justerbar	Lilla	Hvid
4401079	XX large - lang				76,5-84cm	Lår justerbar	Lilla	Orange

16.12.11/2