

PRODUKTDATABLAD

Crepepapirbind, elastisk

Crepepapirbindet er et finkreppet, længdeelastisk papirbind. Det bruges på den ene side som beskyttelse af huden ved upolstrede gipsforbindinger og på den anden side til fiksering af polstermateriale.

- Finkreppet
- Længdeelastisk
- Anlægges uden folder
- Fasthed der holder ved gennemfugtning



Indholdsstoffer/materiale: 100% cellulose

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATBLAD

Crepepapirbind, elastisk

Sortimentsoversigt

4470408	Crepepapirbind	elastisk på langs, kan bl.a anvendes u. gips	8cmx4m	æske a 20 stk.-krt. a 10 æsker	14252
---------	----------------	----------------------------------------------	--------	--------------------------------	-------