

PRODUKTDATABLAD

Strappal sportstape med zinkoxid klæber

Strappal er en sportstape fremstillet af viskosevæv med en latexfri zinkoxid-klæbemasse, hvilket giver ekstra stærk støtte og stabilisering af led og muskler.

Den lav-allergene klæbemasse minimerer risiko for allergiske reaktioner.

Tapen har takkede kanter hvilket giver en let afrivning og hurtig applicering.



PRODUKTDATABLAD

Strappal sportstape med zinkoxid klæber

Indholdsstoffer/materiale:	Viskosevæv, zinkoxidklæb
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Stuetemperatur, uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	Ingen

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4464025	Strappal	Sportstape, zinkoxid klæber	2,5cm x 10m	Krt. a 36 stk	7148700
4464041	Strappal	Sportstape, zinkoxid klæber	4cm x 10m	Krt a 24 stk.	7149000