

PRODUKTDATABLAD

Acrylastic, klæbende kortstræksbind

Acrylastic er et selvklæbende kortstræksbind med et stræk på 60%, beige.

Anvendes til behandling af venøs insufficiens. Bindet består af 100% bomuld, som er påført en hudvenlig klæbemasse. Kan ligeledes anvendes som kompressions- og støttebandage ved forstuvninger, forstrækninger og sportsskader samt som støtte ved rehabilitering efter ortopædisk operation m.m.

Bindet er vandafvisende og kan derfor beholdes på ved brusebad. Tåler autoklavering ved 121° C.



Indholdsstoffer/materiale: Bomuld 100%, acrylatklæbemasse

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 3år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Acrylastic, klæbende kortstræksbind

Sortimentsoversigt

4422208	Acrylastik kompressionsbind	klæbende kortstræksbind, strakt mål	8cmx4,5m	pk. a 5 stk.-krt. a 30 stk.	02408-00
4422210	Acrylastik kompressionsbind	klæbende kortstræksbind, strakt mål	10cmx4,5m	pk. a 5 stk.-krt. a 30 stk.	02410-00