

# PRODUKTDATABLAD

## MIKROFINE tåkappe

Mikrofine tåkappe er fremstillet i meget tynd og glat, fladstrikket microfiber materiale. Kan klippes til efter behov uden at trævle og uden at kompressionseffekten påvirkes.

Anvendes på alle former for ødemer på fødderne.

Afhængig af størrelsen yder produktet en kompression på op til 25mm Hg. Kan anvendes sammen med alle typer af kompression (kort-/langstræk, flerlagsbandager, kompressionsstrømper o.l.). Er let at påtage og behagelig at bære.

Kan anvendes på både højre og venstre fod.

Fremstillet af 52% polyamid og 48% elasthan.

Latexfri.

### VASKEANVISNING:

Kan håndvaskes eller vaskes i maskine i vaskepose v. max. 30gr C og kun let centrifugering. Må ikke stryges eller tørretumbles.

### KONTRAINDIKATION:

Svær arteriel insufficiens og allergi overfor indholdsstofferne.

### MÅLEGUIDE:

Målet tages på fodryggen på det bredeste sted svarende til cA målet



STØRRELSE	MÅL
x-small	21-23cm
small	23-25cm
medium	25-27cm
large	27-29cm

**Indholdsstoffer/materiale:** Polyamid, elasthan

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** CE I

**Steril vare:** Nej

# PRODUKTDATABLAD

## MIKROFINE tåkappe

<b>Særlig mærkning:</b>	Nej
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af inder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys

### Sortimentsoversigt

Vare			Leverandørs varenr.
4525982	Mikrofine tåkappe	str. x-small sand	HA-218S-1-XS
4525983	Mikrofine tåkappe	str. small sand	HA-218S-2-S
4525980	Mikrofine tåkappe	str. medium, sand	HA-218S-3M
4525981	Mikrofine tåkappe	str. large, sand	HA-218S-4-L