

PRODUKTDATABLAD

Jobst Elvarex fladstrikkede kompressionsstrømper

Fladstrikkede, latexfri kompressionsstrømper til arm eller ben.



Varer.:	Se sortimentsoversigt på side 2
Materiale:	KL.1: 72% Polyamid, 12% Lycra, 16% Elasthan; KL.2: 29% Bomuld, 40% Polyamid, 21% Lycra, 10% Elasthan; KL.3: 41% Bomuld, 32% Polyamid, 21% Lycra, 6% Elasthan; KL.4: 39% Bomuld, 24% Polyamid, 32% Lycra, 5% Elasthan;
CE klassifikation:	Medicinsk udstyr CE klasse 1
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Forbrænding
Bortskaffelse yder:	Forbrænding
Opbevaring	Stue temp.
Holdbarhed:	6 mdr. ved dagligt brug
Miljømærke	Öko Tex

PRODUKTDATBLAD

Jobst Elvarex fladstrikkede kompressionsstrømper

Sortimentsoversigt:

Fremstilles efter individuelle mål i alle modeller i klasse 1, 2, 3 og 4

Fås i farverne Beige, Sort, Navy, Mørk brun og Grå

Kvalitetsstyringssystem

DS/EN ISO 9001

DS/EN ISO 13485

Miljø DS/EN ISO 14001

Arbejdsmiljø DS/OHSAS18001