

# PRODUKTDATABLAD

## Jobst Elvarex Soft fladstrikkede kompressionsstrømper

Fladstrikkede, latexfri kompressionsstrømper



<b>Varer.:</b>	Se sortimentsoversigt på side 2
<b>Materiale:</b>	<b>KL.1:</b> 70% Polyamid, 30% Elasthan; <b>KL.2:</b> 65% Polyamid, 35% Elasthan; <b>KL.3:</b> 60% Polyamid, 40% Elasthan;
<b>CE klassifikation:</b>	Medicinsk udstyr CE klasse 1
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse yder:</b>	Forbrænding
<b>Opbevaring</b>	Stue temp.
<b>Holdbarhed:</b>	6 mdr. ved dagligt brug
<b>Miljømærke</b>	Öko Tex

# PRODUKTDATABLAD

## Jobst Elvarex Soft fladstrikkede kompressionsstrømper

### Sortimentsoversigt:

Fremstilles efter individuelle mål i alle modeller i klasse 1, 2 og 3

Fås i farverne Beige og Sort

### Kvalitetsstyringssystem

DS/EN ISO 9001

DS/EN ISO 13485

Miljø DS/EN ISO 14001

Arbejds miljø DS/OHSAS18001