


PRODUKTDATABLAD

COMPRESSANA Forte kompressionsstrømper

Stærke og robuste kompressionsstrømper



Varer.:	Se sortimentsoversigt på side 2
Materiale:	KL.1: 77% Polyamid, 23% Elasthan; KL.2: 75% Polyamid, 25% Elasthan; KL.3: 73% Polyamid, 27% Elasthan
CE klassifikation:	Medicinsk udstyr CE klasse 1
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Forbrænding
Bortskaffelse yder:	Forbrænding
Opbevaring	Stue temp.
Holdbarhed:	6 mdr. ved dagligt brug
Miljømærke	Öko Tex

PRODUKTDATBLAD

COMPRESSANA Forte kompressionsstrømper

Sortimentsoversigt:

AD, AG, AG/H i kompressionsklasse 1, 2 og 3

Str. I
Str. II
Str. III
Str. IV
Str. V
Str. VI
Str. I/Kort
Str. II/Kort
Str. III/Kort
Str. IV/Kort
Str. V/Kort
Str. VI/Kort

Fås med åben eller
lukket tå i farverne
Haut og Sort

Kvalitetsstyringssystem

DS/EN ISO 9001

DS/EN ISO 13485

Miljø DS/EN ISO 14001

Arbejdsmiljø DS/OHSAS18001