


PRODUKTDATABLAD

COMPRESSANA Sensitiv kompressionsstrømper

Kompressionsstrømper i blødt materiale



Varer.:	Se sortimentsoversigt på side 2
Materiale:	KL.1: 73% Polyamid, 27% Elasthan; KL.2: 65% Polyamid, 35% Elasthan;
CE klassifikation:	Medicinsk udstyr CE klasse 1
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Forbrænding
Bortskaffelse yder:	Forbrænding
Opbevaring	Stue temp.
Holdbarhed:	6 mdr. ved dagligt brug
Miljømærke	Öko Tex

PRODUKTDATBLAD

COMPRESSANA Sensitiv kompressionsstrømper

Sortimentsoversigt:

AD, AG, AT i kompressionsklasse 1 og 2

AD: Str. I – VI, Normal og Kort

AG: Str. I – VI, Normal, Kort og Ekstra Kort samt Max lår vidde

AT: Str. I – VI, Normal og kort

Fås med åben eller lukket tå i
farverne Silk, Cafecreme og Sort

Kvalitetsstyringssystem

DS/EN ISO 9001

DS/EN ISO 13485

Miljø DS/EN ISO 14001

Arbejdsmiljø DS/OHSAS18001