


PRODUKTDATABLAD

COMPRESSANA Cotton kompressionsstrømper

Hudvenlige kompressionsstrømper med bomuld



Varer.:	Se sortimentsoversigt på side 2
Materiale:	KL.1: 42% Polyamid, 18% Elasthan, 40% Bomuld; KL.2: 42% Polyamid, 23%, Elasthan, 35% Bomuld;
CE klassifikation:	Medicinsk udstyr CE klasse 1
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Forbrænding
Bortskaffelse yder:	Forbrænding
Opbevaring	Stue temp.
Holdbarhed:	6 mdr. ved dagligt brug
Miljømærke	Öko Tex

PRODUKTDATABLAD

COMPRESSANA Cotton kompressionsstrømper

Sortimentsoversigt:

AD, AG, AG/H, AT i kompressionsklasse 1 og 2

AD: Str. I – VI, Normal og Kort

AG: Str. I – VI, Normal, Kort og Ekstra Kort samt Max lår vidde

AT: Str. I – VI, Normal og kort

AD, AG og AG/H ås med åben eller lukket tå i farverne Haut og Sort
AT kun med lukket tå i farverne Haut og Sort.

Kvalitetsstyringssystem

DS/EN ISO 9001

DS/EN ISO 13485

Miljø DS/EN ISO 14001

Arbejds miljø DS/OHSAS18001