

PRODUKTDATABLAD

Varitex FLEBOVAR fladstrikkede kompressionsstrømper

Fladstrikkede kompressionsstrømper med middel stiffness til arm eller ben.



| | |
|-------------------------------|---|
| Varer.: | Se sortimentsoversigt på side 2 |
| Materiale: | KL.2: 61% Polyamid, 31% Latex, 8% Lycra; KL.3: 34% Polyamid, 29% Bomuld, 27% Latex, 10% Lycra |
| CE klassifikation: | Medicinsk udstyr CE klasse 1 |
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse inder: | Forbrænding |
| Bortskaffelse yder: | Forbrænding |
| Opbevaring | Stue temp. |
| Holdbarhed: | 6 mdr. ved dagligt brug |
| Miljømærke | Öko Tex |

PRODUKTDATBLAD

Varitex FLEBOVAR fladstrikkede kompressionsstrømper

Sortimentsoversigt:

Fremstilles efter individuelle mål i alle modeller i klasse 2 og 3

Fås i farverne Beige og Sort.

Kvalitetsstyringssystem

DS/EN ISO 9001

DS/EN ISO 13485

Miljø DS/EN ISO 14001

Arbejds miljø DS/OHSAS18001