

PRODUKTDATABLAD

Varitex DURELNA fladstrikkede kompressionsstrømper

Fladstrikkede kompressionsstrømper med høj stiffness.



Varer.:	Se sortimentsoversigt på side 2
Materiale:	KL.3: 45% Bomuld, 25% Polyamid, 23% Latex, 7% Lycra; KL.4: 45% Polyamid, 31% Latex, 28% Bomuld, 6% Lycra > KL.4: 40% Latex, 31% Polyamid, 24% Bomuld, 5% Lycra
CE klassifikation:	Medicinsk udstyr CE klasse 1
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Forbrænding
Bortskaffelse yder:	Forbrænding
Opbevaring	Stue temp.
Holdbarhed:	6 mdr. ved dagligt brug
Miljømærke	Öko Tex

PRODUKTDATABLAD

Varitex DURELNA fladstrikkede kompressionsstrømper

Sortimentsoversigt:

Durelna: fremstilles efter individuelle mål i alle modeller i klasse 3 og 4

Durelna 4S: fremstilles efter individuelle mål i alle modeller i klasse 4+

Fås i farven **Beige**.

Kvalitetsstyringssystem

DS/EN ISO 9001

DS/EN ISO 13485

Miljø DS/EN ISO 14001

Arbejds miljø DS/OHSAS18001