

PRODUKTDATABLAD

SIGVARIS Cotton kompressionsstrømper

Kompressionsstrømper med 100 % bomuld mod huden.



Varer.:	Se sortimentsoversigt på side 2
Materiale:	52 % Polyamid, 34% Elasthan, 14% Bomuld
CE klassifikation:	Medicinsk udstyr CE klasse 1
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Forbrænding
Bortskaffelse yder:	Forbrænding
Opbevaring	Stue temp.
Holdbarhed:	6 mdr. ved dagligt brug
Miljømærke	Öko Tex

PRODUKTDATABLAD

SIGVARIS Cotton kompressionsstrømper

Sortimentsoversigt:

AD, AG, AG/H, AT, AT/M i kompressionsklasse 1, 2 og 3

xx-smal/normal
xx-small/lang
x-small/normal
x-small/lang
small/normal
small/lang
medium/normal
medium/lang
large/normal
large/lang
x-large/normal
x-large/lang
xx-small/normal PLUS
xx-small/lang PLUS
x-small/normal, PLUS
x-small/lang, PLUS
small/normal, PLUS
small/lang, PLUS
medium/normal, PLUS
medium/lang, PLUS
large/normal, PLUS
large/lang, PLUS
x-large/normal PLUS
x-large/lang PLUS

Åben tå i farverne Nature og Sort
Lukket tå i farverne Nature, Sort, Marine og Anthracite

Kvalitetsstyringssystem

DS/EN ISO 9001

DS/EN ISO 13485

Miljø DS/EN ISO 14001

Arbejds miljø DS/OHSAS18001