

# PRODUKTDATABLAD

## SIGVARIS Magic kompressionsstrømper

Kompressionsstrømper i transparent kvalitet og moderne farver.



<b>Varer.:</b>	Se sortimentsoversigt på side 2
<b>Materiale:</b>	<b>AD:</b> 61% Polyamid, 39% Elasthan; <b>AG:</b> 63% Polyamid, 37% Elasthan; <b>AT:</b> 59% Polyamid, 41% Elasthan
<b>CE klassifikation:</b>	Medicinsk udstyr CE klasse 1
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse yder:</b>	Forbrænding
<b>Opbevaring</b>	Stue temp.
<b>Holdbarhed:</b>	6 mdr. ved dagligt brug
<b>Miljømærke</b>	Öko Tex

# PRODUKTDATABLAD

## SIGVARIS Magic kompressionsstrømper

### Sortimentsoversigt:

#### AD, AG, AG/H, AT, AT/M i kompressionsklasse 1 og 2

xx-smal/normal  
xx-small/lang  
x-small/normal  
x-small/lang  
small/normal  
small/lang  
medium/normal  
medium/lang  
large/normal  
large/lang  
x-large/normal  
x-large/lang  
xx-small/normal PLUS  
xx-small/lang PLUS  
x-small/normal, PLUS  
x-small/lang, PLUS  
small/normal, PLUS  
small/lang, PLUS  
medium/normal, PLUS  
medium/lang, PLUS  
large/normal, PLUS  
large/lang, PLUS  
x-large/normal PLUS  
x-large/lang PLUS

Fås i farverne Savanna, Sort, Skin og Caramel

### Kvalitetsstyringssystem

DS/EN ISO 9001

DS/EN ISO 13485

Miljø DS/EN ISO 14001

Arbejds miljø DS/OHSAS18001