


TOP-FINE SELECT

størrelsesoversigt og sortiment




SIGVARIS



Omkreds i cm	small	small PLUS	medium	medium PLUS	large	large PLUS
cT	op til 80	op til 80	op til 90	op til 90	op til 100	op til 100
cH	op til 110	op til 110	op til 120	op til 120	op til 130	op til 130
cG	42-52	50-60	50-60	58-68	58-68	66-76
cF	41-50	45-54	48-57	53-62	55-64	61-70
cE	32-37	36-41	35-40	40-45	38-43	44-49
cD	28-34	32-38	31-37	36-42	34-40	40-46
cC	31-36	35-40	34-39	39-44	37-42	43-48
cB ¹	24-29	24-29	29-32	29-32	32-36	32-36
cB	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29
cY	28-32	28-32	32-35	32-35	35-38	35-38
cA	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29

c = omkreds; ℓ = længde



Længde i cm					
kort	33-37	kort	61-70	kort	61-70
lang	38-44	lang	71-80	lang	71-80
 ℓD		 ℓG		 ℓG	

Fodstørrelse:
Modeller med lukket to = one size



Indhold:

68 % Polyamid, 32 % Elasthan

Vask: 

SORTIMENT		
Kompressionsklasse		1+2
Modells		
 A-D Knæ	med blød top	•
 A-G Lyske	med grip-top	•
 A-T Panty	Panty	• ¹
 åben tå		•
 lukket tå		•
Grip top		
Nobret grip-top		•
Colours		
SKIN		•
BLACK		•

¹ kun lukket tå

5001-4521-3471/1 19.08.2013