

PRODUKTDATABLAD

Bomuldshandske, strålesyet

Handske i ubleget bomuld

Bomuldshandsker er velegnet som inderhandske, ved eksem eller fugtige hænder.
Handsken har fint langt skaft som gør den behagelig at have på og som sikrer at den ikke glider ned.
Handsken er tæt strikket og er strålesyet, herved opnås god pasform.
Kan tåle vask, må dog påregne alm. krympning
Handsken er hvid. Findes i mange str.

OBS: Elastisk af naturgummi/latex er syet ind i kanten af handsken.

PVC fri



Indholdsstoffer:	Bomuld, Latex (syet ind i kanten)
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Ja
CE klassifikation:	I i henhold til MDD 93/42/EEC
Steril vare:	Nej
Holdbarhed:	Ingen udløbsdato
Opbevaring:	Stuetemperatur, ikke i direkte sollys
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Særlig mærkning:	Nej

PRODUKTDATABLAD

Bomuldshandske, strålesyet

Mediqs varesortiment

Vare nr.	Navn	Beskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. Nr.
5066406	Bomuldshandske	strålesyet, hvid	str. 6,0	pk. a 12 par-krt. a 600 par	35344927-6
5066408	Bomuldshandske	strålesyet, hvid	str. 8,0	pk. a 12 par-krt. a 600 par	35344927-8
5066410	Bomuldshandske	strålesyet, hvid	str. 10	pk. a 12 par-krt. a 600 par	35344927-10
5066411	Bomuldshandske	strålesyet, hvid	str. 11	pk. a 12 par-krt. a 600 par	35344927-11