

PRODUKTDATABLAD

Sensiflex Plus latex op handske, pudderfri, hvid

Pudderfri operationshandsker i latex med indvendig polymercoating, der muliggør handskepåtagning selv med let fugtige hænder. Handsken er nubret for et bedre greb og skaftet er udformet med rullekant for at reducere risikoen for, at handsken ruller ned.

Handskens anatomiske fit gør den behagelig at have på og giver derudover ekstra høj fingerføling.

Handsken er elektronisk testet for tæthed.



	Før aldring	Efter aldring
Brudstyrke	Min. 12N	Min. 9N
Elasticitet	Min. 750 %	Min. 560 %

Indholdsstoffer/materiale:	Latex
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Ja
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja, elektronisk strålesteriliseret
Særlig mærkning:	EN 455 1-4
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokale regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Sensiflex Plus latex op handske, pudderfri, hvid

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
5081200	Sensiflex Plus latex	Latex op handske, pudderfri, hvid	Str. 6,0	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	112.30.01
5081201	Sensiflex Plus latex	Latex op handske, pudderfri, hvid	Str. 6,5	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	112.30.02
5081202	Sensiflex Plus latex	Latex op handske, pudderfri, hvid	Str. 7,0	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	112.30.03
5081203	Sensiflex Plus latex	Latex op handske, pudderfri, hvid	Str. 7,5	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	112.30.04
5081204	Sensiflex Plus latex	Latex op handske, pudderfri, hvid	Str. 8,0	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	112.30.05
5081205	Sensiflex Plus latex	Latex op handske, pudderfri, hvid	Str. 8,5	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	112.30.06
5081206	Sensiflex Plus latex	Latex op handske, pudderfri, hvid	Str. 9,0	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	112.30.07

Kvalitetskontrol – før afskibning

AQL

Pinholes

0,65

Dimensioner

Størrelse	Længde	Bredde	Tykkelse ved manchete	Tykkelse ved håndflade	Tykkelse ved finger
6	Min. 295 mm	76 ± 5 mm	0,18 ± 0,02 mm	0,19 ± 0,02 mm	0,21 ± 0,02 mm
6,5	Min. 295 mm	83 ± 5 mm	0,18 ± 0,02 mm	0,19 ± 0,02 mm	0,21 ± 0,02 mm
7	Min. 295 mm	90 ± 5 mm	0,18 ± 0,02 mm	0,19 ± 0,02 mm	0,21 ± 0,02 mm
7,5	Min. 295 mm	95 ± 5 mm	0,18 ± 0,02 mm	0,19 ± 0,02 mm	0,21 ± 0,02 mm
8	Min. 295 mm	103 ± 5 mm	0,18 ± 0,02 mm	0,19 ± 0,02 mm	0,21 ± 0,02 mm
8,5	Min. 295 mm	109 ± 5 mm	0,18 ± 0,02 mm	0,19 ± 0,02 mm	0,21 ± 0,02 mm
9	Min. 295 mm	115 ± 5 mm	0,18 ± 0,02 mm	0,19 ± 0,02 mm	0,21 ± 0,02 mm