

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protection Ultra safe nitrilhandske, blå

Klinion Protection Ultra safe blå undersøgelsehandsker i nitril.

Engangshandsken er pudderfri, har optimal fingerfølelse, nubrede fingerspidser, som sikrer et godt greb og kan anvendes til begge hænder.

Handsken er egnet til pleje, hvor man ikke ved hvilke stoffer/cremer, man kommer i berøring med, idet den er testet for gennembrud af en lang række kemiske stoffer. Er desuden særligt egnet hvor man ønsker en kort handske der er lid tykkere men med bedre modstandskraft end ultra komfort.

Handsken er testet til fødevarerbrug.

Klassifikation:

MDD 93/42/EEC Class I

PPE Regulation (EU) 2016/425 Category III

Produceret i henhold til ISO 13485 og ISO 9001.

Test:

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016
- EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009
- EN 16523-1:2015



Indholdsstoffer/materiale:	Nitril
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Opbevares mørkt og tørt ved stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protection Ultra safe nitrilhandske, blå

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
5090615	Klinion Protection	Ultra safe, nitrilhandske, blå	X-small	Æske a 150 stk. – Krt. a 10 æsker	3050934
5090616	Klinion Protection	Ultra safe, nitrilhandske, blå	Small	Æske a 150 stk. – Krt. a 10 æsker	3050935
5090617	Klinion Protection	Ultra safe, nitrilhandske, blå	Medium	Æske a 150 stk. – Krt. a 10 æsker	3050936
5090618	Klinion Protection	Ultra safe, nitrilhandske, blå	Large	Æske a 150 stk. – Krt. a 10 æsker	3050937
5090619	Klinion Protection	Ultra safe, nitrilhandske, blå	X-large	Æske a 150 stk. – Krt. a 10 æsker	3050938

Kvalitetskontrol – før afskibning

	Inspektionsniveau	AQL
Pinholes	G1	1,5

Dimensioner

Størrelse	Længde min.	Bredde	Tykkelse ved finger	Tykkelse ved håndflade	Tykkelse ved manchet
X-small	240 mm	75 ± 5 mm	Min. 0,11 mm	Min. 0,07 mm	Min. 0,06 mm
Small	240 mm	85 ± 5 mm	Min. 0,11 mm	Min. 0,07 mm	Min. 0,06 mm
Medium	240 mm	95 ± 5 mm	Min. 0,11 mm	Min. 0,07 mm	Min. 0,06 mm
Large	240 mm	106 ± 5 mm	Min. 0,11 mm	Min. 0,07 mm	Min. 0,06 mm
X-large	240 mm	116 ± 5 mm	Min. 0,11 mm	Min. 0,07 mm	Min. 0,06 mm