

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protection vinylhandske, pudderfri

Klinion Protection pudderfrie vinylhandsker er egnede til forskellige almindelige plejeopgaver og er produceret i henhold til kravene til træk- og brudstyrke i EN 455 1-4.

Handskerne anvendes, hvor der ikke er risiko for at komme i berøring med væsvæsker. Har derudover også rullekant for at sikre, at handskerne ikke glider ned.

Godkendt til anvendelse i forbindelse med håndtering af fødevarer.

Handskerne er især velegnede til brugere, der er overfølsomme over for latex.



| | |
|--|--|
| Indholdsstoffer/materiale: | Vinyl |
| PVC/ftalater: | Ja/Ja (DINP) |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | Klasse I |
| Steril vare: | Nej |
| Særlig mærkning: | - |
| Opbevaring: | Tørt ved stuetemperatur samt væk fra direkte sollys. |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | 5 år |
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse af emballage: | Forbrænding/Genanvendelse |
| Bemærkninger: | - |

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protection vinylhandske, pudderfri

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|--------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|----------|
| 5028200 | Klinion Protection | Vinylhandske, pudderfri | X-small | Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker | 3016629 |
| 5028201 | Klinion Protection | Vinylhandske, pudderfri | Small | Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker | 3016630 |
| 5028202 | Klinion Protection | Vinylhandske, pudderfri | Medium | Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker | 3016631 |
| 5028203 | Klinion Protection | Vinylhandske, pudderfri | Large | Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker | 3016632 |
| 5028204 | Klinion Protection | Vinylhandske, pudderfri | X-large | Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker | 3016633 |

Kvalitetskontrol – før afskibning

| | Inspektionsniveau | AQL |
|----------|-------------------|-----|
| Pinholes | G1 | 1,5 |