

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protection latexhandske, polymercoated, pudderfri, INT. BOX KRT.

Klinion Protection polymercoatede latexhandsker, der er pudderfri. Handskerne har ensartet tykkelse i hele handsken, hvilket sikrer optimal følsomhed.

Polymercoating gør handsken let at tage på, og den er let nubret for at sikre et godt greb.

Tydlig størrelsesindikering via farvekode på æske.

Handsken er godkendt til fødevarerbrug og er viruspenetrationstestet i hht. ASTM F1671-97b og opfylder kravene til træk og brudstyrke fastsat i standard for medicinske undersøgelseshandsker EN 455 1-4.

Klassifikation

Classification MDD 93/42/EEC Class I
PPE Regulation (EU) 2016/425 Category I

Test:

EN 420:2003 + A1:2009
En 455 1-4
EN ISO 374-1,2,4,5
EN 16523-1: 2015
Food Commission Regulation (EU) No. 10/2011

Manufactured in accordance with Quality Assurance ISO 13485 and ISO 9001

Latex handskerne er testet for kemikalier gennembrudstider, men IKKE for cytostatika. Såfremt brugeren skal i kontakt med cytostatika olie eller fedt, anbefales brug af nitril handsker i stedet.



Indholdsstoffer/materiale:	Naturgummi latex
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Ja
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Køligt og tørt samt væk fra direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protection latexhandske, polymercoated, pudderfri, INT. BOX KRT.

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
5090630	Klinion Protection	Latex, Pudderfri, Polymercoated	X-small	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	102645
5090631	Klinion Protection	Latex, Pudderfri, Polymercoated	Small	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	102646
5090632	Klinion Protection	Latex, Pudderfri, Polymercoated	Medium	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	102647
5090633	Klinion Protection	Latex, Pudderfri, Polymercoated	Large	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	102648
5090634	Klinion Protection	Latex, Pudderfri, Polymercoated	X-large	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	1026649
5090635	Klinion Protection	Latex Pudderfri, Polymercoated KRT	X-small	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	102645
5090636	Klinion Protection	Latex Pudderfri, Polymercoated KRT	Small	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	102646
5090637	Klinion Protection	Latex Pudderfri, Polymercoated KRT	Medium	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	102647
5090638	Klinion Protection	Latex Pudderfri, Polymercoated KRT	Large	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	102648
5090639	Klinion Protection	Latex Pudderfri, Polymercoated KRT	X-large	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	1026649

Kvalitetskontrol – før afskibning

	Inspektionsniveau	AQL
Pinholes	G1	1,5