

PRODUKTDATABLAD

Karstam fingerskiner

Aluminium fingerskinne til at give støtte når en finger skal fikseres.

Findes med og uden polster, med polster og velcrolukning.

Er i str. small, medium og large.



Indholdsstoffer/materiale: Aluminium, polster af polyuretanskum

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Medicinsk udstyr klasse 1

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Ej relevant

Opbevaring uåbnet: Tørt ved stuetemperatur

Opbevaring åbnet: Tørt ved stuetemperatur

Holdbarhed uåbnet: Ej relevant

Holdbarhed åbnet: Ej relevant

Bortskaffelse af vare: Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Ej relevant

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

Karstam fingerskinner

Sortimentsoversigt

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
5334523	Karstam med polster og velcro, grå, small	pk. a 12 stk.	PK	1026PDV
5334524	Karstam med polster og velcro, blå, medium	pk. a 12 stk.	PK	1027PDV
5334525	Karstam med polster og velcro, grøn, large	pk. a 12 stk.	PK	1028PDV
5334520	Karstam med polster, small	pk. a 12 stk.	PK	1026P
5334521	Karstam med polster, medium	pk. a 12 stk.	PK	1027P
5334522	Karstam med polster, large	pk. a 12 stk.	PK	1028P
5334510	Karstam, aluminium, small	pk. a 12 stk.	PK	5334410
5334511	Karstam, aluminium, medium	pk. a 12 stk.	PK	5334420
5334512	Karstam, aluminium, large	pk. a 12 stk.	PK	5334430
5331513	Karstam, aluminium til 2 fingre X-large	pk. a 12 stk.	PK	5334435