

# PRODUKTDATABLAD

## Fingerskinner ske, lille

Aluminium skeformet fingerskinne til at give støtte når en finger skal fikseres.



**Indholdsstoffer/materiale:** Aluminium, polster af polyuretanskum

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring uåbnet:** Tørt ved stuetemperatur

**Opbevaring åbnet:** Tørt ved stuetemperatur

**Holdbarhed uåbnet:** -

**Holdbarhed åbnet:** -

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding/genanvendning

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** -

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding/genanvendning

### Mediq varesortiment

Varenr.		Varebeskrivelse	Varesektor	Indhold	Ref. Nr.
5334141	Fingerskinne	Ske, lille	5,7 cm	Pk a 12 stk	11011