

# PRODUKTDATABLAD

## LIGASANO trykafastende skumplade

Ligasano er en trykafastende og aktivt oprensede forbindelse af polyurethanskum. Forbindingen er helt luftgennemtrængelig, hvilket gør, at den ikke samler fugt og varme mod huden. Anvendes i forebyggende øjemed samt ved allerede eksisterende tryksår.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polyurethan

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** CE IIb

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** Nej

**Holdbarhed uåbnet:** 5år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** Nej

**Opbevaring:** Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys (bliver gult)

# PRODUKTDATBLAD

## LIGASANO trykaflastende skumplade

### Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Prod.varenr	Lev.varenr
5849055	Ligasano	plade, trykaflastende og oprensende, hvid	59 cm x 49 cm x 1 cm	æske a 14 stk	8821454	946595