


all up® er Levabo®s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter. Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.



Dansk udviklet
Dansk produceret
CE godkendt

Den trykreducerende siddepude



Produkt beskrivelse

Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet, uden at hindre patienten i at kunne bevæge sig.

Puden giver aflastning og reducerer trykpunkter, ved gener fra f.eks. graviditet/fødsel, halebensskader, strålebehandling eller andre intimgener.

Ved selv de mindste bevægelser stimulerer all up® hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til optimering af kredsløbet.

Disse egenskaber gør all up® til en optimal lejringspude, når den siddende/sengeliggende har behov for et komfortabelt og trykreducerende underlag.

all up® er fremstillet af en nonwoven folie, hvilket gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmetransporterende, blød, behagelig og elastisk.

Egenskaber/Fordele



- Designet til aflastning/forebyggelse og behandling af trykskader på haleben.
- Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det samme produkt kan anvendes i forskellige aflastningssituationer, så tryksårforebyggelse og behandling udføres optimalt.
- En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
- Enkel håndtering. all up® pustes op før brug og justeres til den enkelte brugers anatomi og behov.
- God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale.
- Produkterne overflødiggor håndtering i et genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
- Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl. oppustningsdevice.
- Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test for irritation og overfølsomhed.

Produkt navn	Pude størrelse	Pakning	Varenummer	HMI nummer
all up® Donut	45 x 45 cm	12 stk	72017	87939

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
Tel.: 20 70 09 30
info@levabo.dk
www.levabo.dk