

PRODUKTDATABLAD

Ambu blue sensor EKG elektrode

Ambu Blue sensor indeholder gel og har et stort måle område for optimal signal kvalitet under prøve og påsætning.

Produktet er nemt at bruge og skånsom mod huden.



Indholdsstoffer/materiale:	Silver chloride (AgCl), polyurethane foam (PUR), polyvinyl chloride foam (PVC), polyvinyl chloride Im (PVC)
PVC/ftalater:	Ja/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Ambu blue sensor EKG elektrode

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6037634	Ambu blue sensor	EKG elektrode A til 4mm bananstik	Ps a 50 stk. - krt a 40 ps	M-00-A/50