

# PRODUKTDATABLAD

## HEINE GAMMA - G5 blodtryksmåler incl. velcromanchet og taske

HEINE GAMMA G5® er en ESH-certificeret, stødsikker og latexfri blodtryksmåler. Den leveres komplet med manchet til voksne i en lille taske.

GAMMA G5 har et eksklusivt trykfordelingssystem og et mikrofilter, som beskytter manometeret og ventilen og giver forbedret holdbarhed og pålidelighed. Kan justeres til at passe både højre- og venstrehåandede.

HEINE GAMMA G5® overholder både den europæiske EN1060 standard og den amerikanske SP9 standard for stødsikkerhed.

Manchetten kan vaskes.



**Indholdsstoffer/materiale:** Manchet: polyester, polyamide, PVC

**PVC/ftalater:** Ja/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Opbevaring:** Tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys

**Holdbarhed:** -

**Bortskaffelse af vare:** Bortskaffes i henhold til lokale regler

**Bemærkning:** Fri for kviksølv

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6050002	HEINE GAMMA	G5 blodtryksmåler incl. velcromanchet og taske	omkreds 29-41cm	M-000.09.230

2054-0031-01 / 31.05.2016