

PRODUKTDATABLAD

Faromed/Effner kaustik elektrode

Elektroderne er f.eks. anvendelige ved mindre operationer på hudoverfladen, ØNH og i dermatologi.

De udskiftelige spidser er autoklaverbare og lavet af platinum-iridium. Brugen af platinum forhindrer oxidering af spidserne, så de ikke bliver sorte over tid. Iridium betyder modsat at elektroden er stærk og fleksibel.

Spidserne skal bruges med batterihåndtag og er kun beregnet til brug i kort tid.

Elektroderne skal renses og steriliseres inden brug.



Indholdsstoffer/materiale: Platinum-iridium

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Skal opbevares beskyttet mod fugt, kontaminering, ekstreme temperaturer og UV-stråler. Må ikke opbevares på gulvet.

Holdbarhed fra produktionsdato: Ca. 5 år

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler for elektronik

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Faromed/Effner kaustik elektrode

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6038114	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, fig. D	5 cm	09-204
6038115	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, fig. L	5 cm	09-211
6038116	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, fig. A	5 cm	09-201
6038117	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, fig. F	5 cm	09-206
6038118	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, fig. G	5 cm	09-207
6038119	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, fig. P	5 cm	09-215
6038120	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, fig. G, platin-Iridium	10 cm	09-227
6038130	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, fig. C	5 cm	09-203
6038131	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, fig. E	5 cm	09-205
6038133	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, fig. K	5 cm	09-210
6038146	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, fig. E	3 cm	09-165