

PRODUKTDATABLAD

Faromed/Effner kaustik elektrode til batteribrænder

Elektroderne er f.eks. anvendelige ved mindre operationer på hudoverfladen, ØNH og i dermatologi.

De spidserne er af platinum-iridium og er genanvendelige samt autoklaverbare. Brugen af platinum forhindrer oxidering af spidserne, så de ikke bliver sorte over tid. Iridium betyder modsat at elektroden er stærk og fleksibel.

Spidserne skal bruges med batterihåndtag og er kun beregnet til brug i kort tid.

Elektroderne skal renses og steriliseres inden brug.

Længde: ca. 30 mm



Indholdsstoffer/materiale: Platinum-iridium

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Skal opbevares beskyttet mod fugt, kontaminering, ekstreme temperaturer og UV-stråler. Må ikke opbevares på gulvet.

Holdbarhed fra produktionsdato: Ca. 5 år

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler for elektronik

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Faromed/Effner kaustik elektrode til batteribrænder

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6038110	Faromed/Effner	Kaustik elektrode til batteri brænder, fig. P	30 mm	09-504
6038113	Faromed/Effner	Kaustik elektrode til batteri brænder, Fig. L	30 mm	09-502
6038134	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, til batteri brænder, fig. A	30 mm	09-501
6038135	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, til batteri brænder, fig. C	30 mm	09-503-02
6038136	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, til batteri brænder, fig. E	30 mm	09-505