

# PRODUKTDATABLAD

## Bovie kaustikelektrode, fin spids til batterihåndtag, steril

Lavtemperatur kaustikelektrode med fin spids til batterihåndtag. Den er specielt udviklet til oftalmologi og til præcis standsning af blødning i hæmostase.

Elektroden kan nemt klikkes på håndtaget og sikkert fjernes igen. Er kun beregnet til korttidsbrug ved maks. 704°C.

Elektroden er sterilt enkeltpakket og må kun bruges en gang.



### Indholdsstoffer/materiale:

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse IIa

**Steril:** Ja, EO-steriliseret

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring:** Skal opbevares mellem 10-30°C

**Holdbarhed:** 4 år

**Bortskaffelse af vare:** Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler for elektronik

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

Bovie kaustikelektrode, fin spids til batterihåndtag, steril

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6038104	Bovie kaustikelektrode	Elektrode, fin spids til batterihåndtag, steril	Æske a 10 stk.	AA00