

PRODUKTDATABLAD

Manchet til HBP1100 & HBP1300 blodtryksmåler

Omron manchetter til blodtryksapparaterne HBP-1100 & HBP 1300, fås i 5 forskellige størrelser. Manchetterne har arterie index markering, så manchetten let placeres korrekt.

Manchetterne tåler rengøring med en mild blanding af vand og sæbe, og kan derefter desinficeres med 70% isopropylalkohol, hvorefter denne skal lufttørres.



Indholdsstoffer/materiale:	Manchet: Nylon & polyester, Luftslange: PVC & ABS
PVC/ftalater:	Ja / nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse. I
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Opbevares under temperaturer fra -20 °C til 70 °C og ved en relativ luftfugtighed fra 15 % til 95 % uden kondensdannelse.
Holdbarhed	-
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes efter lokale forskrifter
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/Genbrug
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Manchet til HBP1100 & HBP1300 blodtryksmåler

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6055060	Omron Manchet	12–18 cm i armomkreds	1 stk.	9065801-2
6055061	Omron Manchet	17-22 cm i armomkreds	1 stk.	9065800-4
6055062	Omron Manchet	22-32 cm i armomkreds	1 stk.	9065799-7
6055063	Omron Manchet	32-42 cm i armomkreds	1 stk.	9065798-9
6055064	Omron Manchet	42-50 cm i armomkreds	1 stk.	9065802-0