

PRODUKTDATABLAD

Omron EVOLV digital blodtryksmåler

Omron EVOLV er en 'alt-i-en' blodtryksmanchet med Intelli Wrap Cuff technology, som nemt giver præcise målinger i enhver position på overarmen.

Apparatet har ingen slanger og ledninger og opererer ud fra det oscillometriske princip.

Puls og blodtryk måles let og hurtigt. Har Intellisense Technology, der puster manchetten op til det ideelle niveau ved hver brug samt Cuff Wrap Guide, som indikerer, hvorvidt manchetten er lukket for løst eller for stramt.

Kan detektere uregelmæssig hjertebanken samt kropsbevægelse under måling. Apparatet kan desuden huske op til 100 målinger.

Blodtryksapparatet kan via Bluetooth® tilsluttes med Omron Connect app på smartphone. Her kan udviklingen i målingerne følges, når man ønsker det.

Garanti: 3 år



Indholdsstoffer/materiale:	ABS, bomuld, polyester
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed:	-
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler for elektronik
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Omron EVOLV digital blodtryksmåler

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6055086	Omron digital blodtryksmåler	EVOLV, inkl. Manchet	Armomkreds 22 - 42 cm	Krt. a 10 stk.	HEM-7600T-E