

# PRODUKTDATABLAD

## Skintact split universal neutralplade til børn

Skintact neutralplader har en blød hydrogel, som er god for huden. Denne gel giver desuden en bedre kontaktflade mellem patienten og elektroden, hvilket medfører efficient elektrisk kontakt.

Bagbeklædningen af stof er væsketæt.

Neutralpladerne har lav hudkontakt og impedans som sikrer at elektroden forbliver så kølig som mulig under brug.

Neutralpladerne har desuden en forstærket klæbekant, som giver ekstra sikkerhed i tilfælde af, at der utilsigtet bliver trukket i elektroden, eller hvis den kommer i kontrakt med forberedelsesopløsninger.

Neutralpladerne er udstyret med en ikke-klæbende flange til fjernelse af elektroden som sikrer minimal skade på huden.

Pladen dækker et område på 66 cm<sup>2</sup> og har en vægtbegrænsning på 5-15 kg.

Lever op til EN 60601-2-2:2009



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Stof, hydrogel, aluminium, gel, klæber
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIb
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt, køligt og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	36 måneder
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler for elektronik
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Skintact split universal neutralplade til børn

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6037754	Skintact	split neutralplade til børn, uden ledning	66 cm2	Æske a 50 stk. – Krt. a 4 æsker	RS26