

PRODUKTDATABLAD

2-delt hvile og transportleje, søjleløft

2-delt hvile- og transportleje er ergonomisk og brugervenligt. Lejet har indklapbare sengeheste og kan køres langt ned for at lette adgangen fra kørestole. Gavlene er aftagelige og liggefladen har madrasstyr for løs madras.

Elektrisk højdeindstilling af lejet, elektrisk indstilling af ryggen samt Trendelenburg indstilling.

Understellet er pulverlakeret. Leveres med en rød hospitalsledning. Sædet kan rengøres med rengørings- eller desinfektionsvæske.

- **Udvendige mål:** 225 x 86 cm
- **Liggeflade:** 200 x 68 cm
- **Rygdel:** 80 cm
- **Centralbremsehjul str.:** 125 mm
- **Lejehøjde:** imellem 50 og 90 cm
- **Vægt:** 110 kg
- **Max belastning:** 250 kg
- **Elektrisk spænding:** 24V

Yderligere tilkøb er muligt.



Indholdsstoffer/materiale:	Laminat, skum HR-38, stål
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Må ikke opbevares hvor der er risiko for frost
Holdbarhed:	10 år
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

1053-0011-01 / 14.08.2017

PRODUKTDATABLAD

2-delt hvile og transportleje, søjleløft

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6196001	Rehab Care	Hvile og transport leje, 2-delt, søjleløft	200 x 70 x 50-90 cm	AKUT-3500

1053-0011-01 / 14.08.2017