

PRODUKTDATABLAD

Standard 3-delt leje med næsehul og gynækologisk sæde

3-delt undersøgelsesleje med næsehul og gynækologisk sæde kan bruges til diverse undersøgelser og findes i tre farver; sort, blå eller creme. Liggefladen er af brandhæmmende koldskum betrukket med slidstærk betræk og er omkranset af en krom rørramme for beskyttelse af skaien under transport.

Elektrisk højdeindstilling af lejet og manuel trinløs indstilling af ryg- og sædeposition. Lejet kan køres langt ned for at lette adgangen fra kørestole og stor rygvinkeljustering giver optimal siddeposition.

Lejet leveres med papirholder og en rød hospitalsledning. Skaien kan rengøres med sprit og klor.

- **Liggeflade:** 200 x 70 cm
- **Rygdel:** 80 cm
- **Bendel:** 120 cm
- **Centralbremsehjul str.:** 125 mm
- **Lejehøjde:** imellem 46 og 101 cm
- **Vægt:** 80 kg
- **Max belastning:** 250 kg
- **Elektrisk spænding:** 24V

Yderligere tilkøb er muligt.



Indholdsstoffer/materiale:	Brandhæmmende koldskum, skai, krom
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Må ikke opbevares hvor der er risiko for frost
Holdbarhed:	10 år
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

1053-0031-01 / 14.08.2017

PRODUKTDATABLAD

Standard 3-delt leje med næsehul og gynækologisk sæde

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6188040	Standard undersøgelsesleje	3-delt leje m gyn, sort skai, m næsehul & el. højde	200 x 70 x 47-101 cm	6188040
6188041	Standard undersøgelsesleje	3-delt leje m gyn, blå skai, m næsehul & el. højde	200 x 70 x 47-101 cm	6188041
6188042	Standard undersøgelsesleje	3-delt leje m gyn, creme skai, m næsehul & el. højde	200 x 70 x 47-101 cm	6188042

1053-0031-01 / 14.08.2017