

PRODUKTDATABLAD

EasyOne Pro spirometriapparat



EasyOne Pro

Bærbar DLCO, Lungevolumen og Spirometri apparat.

(FVC, FVL, SVC & MVV) samt DLCO målinger)

EasyOne Pro giver den mest effektive og præcise måde at teste lungefunktionen på i ethvert miljø. EasyOne Pro er udviklet ved hjælp af det patenterede TrueFlow og TrueCheck -teknologi som eliminerer alle fejlkilder, sparer tid og giver dine patienter den bedste undersøgelse i dit lungefunktionslaboratorium. Intet behov for en kasse.

Kalibreringsfri TrueFlow-teknologi

TrueFlow-teknologi, højkvalitets & optimerede komponenter og schweizisk præcisionsproduktion leverer hurtige og præcise resultater uden kalibrering.

• Kompakt og let design

Vejer kun 9kg, EasyOne Pro er kompakt og holdbar - uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det passer nemt i enhver klinik, lungelaboratorium eller kontor.

• Dataoverførsel

Det er muligt med fleksible indstillinger som tillader dataoverførsel til elektroniske patientjournaler med **EasyOne Connect software**

2 års garanti.

PRODUKTDATABLAD

EasyOne Pro spirometriapparat

Produkt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6183130	ndd EasyOne	Pro spirometriapparat med DLCO system, 220V	1 stk.	3000-1

Tilbehør

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6183028	ndd Spirette	Mundstykke standard, enpatients, enk.vis indpk.	Æske a 50 stk.	2050-1
6183137	ndd Spirette	Mundstykke, standard, enpatients, enk.vis indpk.	Æske a 200 stk.	2050-5
6183138	ndd Spirette	Mundstykke, standard, enpatients	Æske a 75 stk.	2050-6
6183139	ndd EasyOne	Næseklemme til EasyOne Pro, Pro LAB, Air, on-PC	Pk. a 25 stk.	3000-50.21SP
6183140	ndd EasyOne	DLCO Barriette ventil for EasyOne Pro eng.	Æske a 50 stk.	3050-1
6183141	ndd EasyOne	DLCO Barriette ventil for EasyOne Pro eng.	Æske a 100 stk.	3050-2
6183144	ndd EasyOne	Replacement kit for EasyOne Pro og Pro LAB	Sæt	3000-50.50SP
6183155	ndd Spirette	Mundstykke standard, enpatients. enk.vis indpk.	Krt. a 500 stk.	2050-10