

PRODUKTDATABLAD

Welch Allyn pocket Plus LED otoskop med håndtag, softcase

Dette nye letvægts otoskop har Surecolor LED, som giver et naturligt lys. LED-pæren klarer op til 20.000 timers brug.

6 lumen for et stærkere og klarere lys. Fiberoptik giver køligt lys uden refleksioner og forhindringer.

Otoskopet har 2,5 X forstørrelse.

Produktet fås i sort, hvid, lilla og blå, og leveres med Softcase.

Otoskopet bruger 2 stk. AA batterier – batterier medfølger **ikke** produktet.

Der kan bruges almindelige Welch Allyn øreprober til otoskopet.

5 års garanti.



Indholdsstoffer/materiale:

PVC/ftalater:

Latex: Nej

Særlig mærkning: -

CE klassifikation: Klasse I

Steril: Nej

Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys ved temperaturer mellem -10 °C – +55 °C. Skal opbevares ved en relativ fugtighed på max. 95 %

Holdbarhed: -

Bortskaffelse vare: Batterier og elektroniske instrumenter skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokalt gældende regler.

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Welch Allyn pocket Plus LED otoskop med håndtag, softcase

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6162285	Welch Allyn	pocket Plus LED otoskop, blå m håndtag, softcase		22880-BLU
6162286	Welch Allyn	pocket Plus LED otoskop, lilla m håndtag, softcase		22880-PUR
6162287	Welch Allyn	pocket Plus LED otoskop, sort m/håndtag, softcase		22880-BLK
6162288	Welch Allyn	pocket Plus LED otoskop, hvid m/håndtag, softcase		22880-WHT

Tilbehør til Pocket LED otoskop

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6162250	Welch Allyn	Engangs øretragte til børn, sort	2,75 mm	Pk. a 34 stk. – Ps. a 25 pk.	52432-UB
6162400	Welch Allyn	Engangs øretragte til voksne, sort	4,25 mm	Pk. a 34 stk. – Ps. a 25 pk.	52434-UB
6162243	Welch Allyn	Sæt med flergangs øretragte 2,5 - 3 - 4 - 5 mm		Sæt a 4 stk.	24400-U