

# PRODUKTDATABLAD

## Welch Allyn flergangsrøret til pneumatiske- og operationsotoskoper

Flergangsrør, der passer til forskellige otoskoper.

Ørør kan autoklaveres og desinficeres.

Ørør passer til Welch Allyn pneumatiske- og operationsotoskoper.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polypropylen

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril:** Nej

**Opbevaring:** -

**Holdbarhed:** -

**Bortskaffelse af vare:** Bortskaffes i henhold til lokale regler

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6162051	Welch Allyn	Ørør sæt, flergangs, til opr. otoskop		Pk. a 5 stk.	22100
6162247	Welch Allyn	Ørør flergangs, til opr. otoskop	5 mm		22005
6162251	Welch Allyn	Ørør flergangs, til opr. otoskop	4 mm		22004
6162252	Welch Allyn	Ørør flergangs, til opr. otoskop	3 mm		22003
6162254	Welch Allyn	Ørør flergangs, til opr. otoskop	2 mm		22002
6162259	Welch Allyn	Ørør flergangs, til opr. otoskop	9 mm		22009