

# PRODUKTDATABLAD

## KleenSpec vaginalspekel med indstøbt lysleder, engangsbrug

Engangs vaginalspekel med indstøbt lysleder.

Er enhåndsbetjent til både vinkling og elevation.

Indvendig belysning med Welch Allyn belysningssystem (6162411).

Er enkeltpakket.


**Er farvekodet:**

X-small = gul

Small = hvid

Medium = grøn

Large = blå



**Indholdsstoffer/materiale:** Akryl

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Opbevaring:** Tørt og rent, væk fra direkte sollys

**Holdbarhed:** -

**Bortskaffelse vare:** Deponi

**Bortskaffelse emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkning:** -

2002-0291-02 / 13.03.2019

# PRODUKTDATABLAD

## KleenSpec vaginalspekel med indstøbt lysleder, engangsbrug

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6162409	Welch Allyn KleenSpec	Vaginalspekel med indstøbt lysleder, eng. til 7991	X-small	Æske a 24 stk. – Krt. a 4 æsker	590XS
6162410	Welch Allyn KleenSpec	Vaginalspekel med indstøbt lysleder, eng. til 7991	Small	Æske a 24 stk. – Krt. a 4 æsker	59000
6162415	Welch Allyn KleenSpec	Vaginalspekel med indstøbt lysleder, eng. til 7991	Medium	Æske a 24 stk. – Krt. a 4 æsker	59001
6162420	Welch Allyn KleenSpec	Vaginalspekel med indstøbt lysleder, eng. til 7991	Large	Æske a 18 stk.	59004

2002-0291-02 / 13.03.2019