

# PRODUKTDATABLAD

## Undersøgelseslampe GS900 LED med kørbart stativ

GS900 undersøgelseslampen har seks intensitetsstyrede LED-pærer, som ikke kræver udskiftning og giver et enkelt og skarpt lys, der også er hvidere og klarere end halogen. Dette giver præcis og ægte vævsfarvegengivelse samtidig med at man bruger mindre energi.

Lampen har desuden fortrinlig holdbarhed, ekstraordinær manøvredegtighed samt præcis spotkvalitet, hvilket betyder at lampen kan anvendes i selv de mest stringente medicinske omgivelser.

GS Light serien er udviklet til at forbedre patientundersøgelser samtidig med at reducere den miljømæssige påvirkning.

- Den berøringsfrie On/Off-knap hjælper til at reducere risikoen for krydskontaminering
- LED-lys kan klare op til 50.000 timers brug
- Kan nemt samles og rengøres
- Montering på kørbart stativ
- 5 års garanti på pærerne

### Tekniske specifikationer:

**Lux:** 65000

**Lumen / m<sup>2</sup>:** 65000

**Arbejdsdistance:** 100 cm

**Spotdiameter:** 17,5 cm

**Farvetemperatur:** 5500° Kelvin



**Indholdsstoffer/materiale:** -

**PVC/ftalater:** -

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring:** -

**Holdbarhed:** 50.000 timers brug

**Bortskaffelse af vare:** Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

## Undersøgelseslampe GS900 LED med kørbart stativ

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
6162189	Welch Allyn	Undersøgelseslampe GS900 LED med kørbart stativ	44902

### Tilbehør

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6185119	Welch Allyn	Engangsovertræk til GS300/600/900 undersøgelseslampe	Æske a 50 stk.	52630