

PRODUKTDATABLAD

SECA 878 fladvægt

SECA 878 fladvægt er til mobilt brug og er derfor let, robust bygget, nem at betjene og viser præcise måleværdier ved enhver luftfugtighed.

Vægten kan tændes og slukkes med tåen og det dobbelte display giver både patient og personale mulighed for at aflæse resultatet samtidigt fra forskellige perspektiver.

Vægten er stabil og står godt fast på de 4 store nivelleringsfødder – også når små børn vejes i armene på deres forældre.

Den er let at transportere og har batteriforsyning til steder uden stikkontakt.

- **Bæreevne:** 200 kg
- **Inddeling:** 100 g < 150 kg > 200 g
- **Strømforsyning:** Batterier
- **Mål:** 321 x 61 x 362 mm
- **Egenvægt:** 4,1 kg
- **Funktioner:** Mobil måling og vejning, Mor/barn-funktion, HOLD, Slukautomatik



Tilbehør som kan tilkøbes:

- Transporttaske ref. nr. 414
- Bæretaske ref. nr. 415
- Højdemål ref. nr. 217 kombineret med adapter ref. nr. 437
- Transformator 220V 447 eller 400 med tænd/sluk funktion

Indholdsstoffer/materiale:

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

Særlig mærkning: -

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Opbevaring: Opbevares ved temperaturer mellem 10 til 40 °C

Holdbarhed: -

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

2121-0241-01 / 13.03.2019

PRODUKTDATABLAD

SECA 878 fladvægt

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6101771	SECA	878 fladvægt, klasse 3	1 stk.	878 702 1099