

# PRODUKTDATABLAD

## Resolon Resorba suturer

Monofil Polyamidfiber (nylon) er velegnet som hudsutur, da der er tale om en meget stærk, vævsvenlig og smidig suturtråd. Suturen er farvet blå og forsynet med suturnåle af rustfri stål.



**Indholdsstoffer/materiale:** Nylon, Rustfrit stål

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Medicinsk udstyr kl. III

**Steril vare:** Ja

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring uåbnet:** Mellem 5-25 grader Celcius

**Opbevaring åbnet:** Mellem 5-25 grader Celcius

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Holdbarhed åbnet:** Éngangs produkt, skal anvendes straks efter åbning

**Bortskaffelse af vare og emballage** Risikoaffald /stikaffald

# PRODUKTDATABLAD

## Resolon Resorba suturer

### Sortimentsoversigt

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
6307000	Resorba Resolon, blå, 45cm med DS 18 nål, steril 4-0 æske a 3 dusin			88144
6307004	Resorba Resolon, blå, 45cm med DS 13 nål, steril 5-0 æske a 3 dusin			PA1142
6307005	Resorba Resolon, blå, 45cm med DS 18 nål, steril 3-0 æske a 3 dusin			PA1141
6307006	Resorba Resolon, blå, 45cm med DS 16 nål, steril 5-0 æske a 3 dusin			881454
6307009	Resorba Resolon, blå, 45cm med DS 13 nål, steril 6-0 æske a 3 dusin			881431
6307010	Resorba Resolon, blå, 45cm med DS 13 nål, steril 4-0 æske a 3 dusin			88146
6307011	Resorba Resolon, blå, 45cm med DS 24 nål, steril 3-0 æske a 3 dusin			88141
6307012	Resorba Resolon, blå, 45cm med DS 24 nål, steril 2-0 æske a 3 dusin			88143