

Bruger

Susanne, bioanalytiker, arbejder på laboratoriet i et af de mange lægehuse i Horsens. Det er et stort lægehus med fem praktiserende læger.



Hvorfor vælge HemoCue® WBC DIFF systemet?

Lægehuset i Horsens har anvendt HemoCue WBC DIFF systemet siden december 2010. Før HemoCue WBC DIFF systemet anvendte de et 3-parts diff system fra Chempaq, og da dette produkt blev fjernet fra markedet, hørte de om systemet fra HemoCue.

Hvornår anvendes HemoCue® WBC DIFF systemet?

Alle læger i lægehuset bestiller tests fra HemoCue WBC DIFF systemet, nogle oftere end andre afhængig af de forskellige patientgrupper. Al point-of-care testning udføres af Susanne i laboratoriet. HemoCue WBC DIFF tests kombineres altid med CRP og bestilles primært på patienter med symptomer på infektion, så som feber, ondt i halsen, hoste eller forkølelse.

Susanne skønner, at de udfører mindst 3 HemoCue WBC DIFF tests per dag, flere i influenzasæsonen.

Hvilke fordele er der ved at anvende HemoCue® WBC DIFF systemet?

Sparer tid – de hurtige resultater fra HemoCue WBC DIFF systemet gør det lettere at stille den korrekte diagnose og muliggør initiering af tidlig behandling.

HemoCue WBC DIFF systemet er meget værdifuldt til børn, da kapillærprøvetagning kan anvendes – specielt for børn mellem 2 og 4 år med feber, der ikke er i stand til at fortælle, hvor det gør ondt.



HemoCue WBC DIFF systemet

Et point-of-care system, der giver 5-parts differentieltælling inden for fem minutter.

Kan anvendes på både kapillært og venøst fuldblod.

Let at anvende.

Tre enkle trin:



1. Fyld kuvetten



2. Tryk på knappen for patienttest og placér kuvetten i kuvettholderen



3. Resultatet vises inden for fem minutter