

PRODUKTDATABLAD

Forsendelsesrør med låg og sugeindlæg

Forsendelsesrøret er trykprøvet samt lækagetestet og opfylder kravene i forsendelsesforskrift P650 og UN3373.

Velegnet som sekundær emballage til prøverør, der ikke er trykprøvede

Røret kan autoklaveres ved 121°C og kan derfor genbruges.

Skruelåget er nemt at håndtere.



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: -

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: -

Holdbarhed: -

Bortskaffelse vare: Deponi

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkning: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6411650	Forsendelsesrør	Med låg og sugeindlæg	126 x 30 mm	Pose a 50 stk. – Krt. a 5 poser	78.898 + 65.676

1035-0041-01 / 13.01.2016