

PRODUKTDATABLAD

Accu-Chek® Fastclix lancetter

Lancetter til brug sammen med Fastclix fingerprikker.

Lancetten er i en tromle og tromlen indeholder 6 lancetter, så det er let og komfortabelt at skifte lancetter. Lancetten er engangsmateriale, og derfor anbefales det at lancetten kun bruges én gang.

- Dimensioner: Tykkelsen på lancetten er 0,3 mm (30G).
- Passer til følgende fingerprikker: Accu-Chek Fastclix
- Lancetten er steril

Sikkerhedsforanstaltning gør, at nålen i lancetten efter brug bliver skjult, og stikskader hos plejepersonalet derved forebygges.



Indholdsstoffer/materiale:	Plastik, rustfrit stål af medicinsk grad
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/ Medicinal class IIa
Steril vare/metode:	Ja/Bestråling
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja
Holdbarhed fra produktionen:	4 år steril periode
Særlig mærkning:	Engangsbrug
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler – kanylebøtte
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Batchnummer:	Ja
Dansk mærkning på emballagen:	Ja
Dansk brugsanvisning:	Ja
Opbevaring:	Tørt og stuetemperatur
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
Fingerprikker som passer til lancetterne:	6412419 Accu-Chek Fastclix fingerprikker

PRODUKTDATABLAD

Accu-Chek® Fastclix lancetter

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref.nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
6412597	05208459001	Accu-Chek Fastclix lancetter	30G	æske a 24 stk.
6412598	05208475001	Accu-Chek Fastclix lancetter	30G	æske a 102 stk.
6412599	05208491001	Accu-Chek Fastclix lancetter	30G	æske a 204 stk.

* Henviser til producentens reference nr.