

PRODUKTDATABLAD

mylife Aveo Teststrimler

mylife Aveo Teststrimler anvendes med mylife Aveo Blodsukkerapparat til kontrol af blodsukker med høj nøjagtighed og præcision.

mylife Aveo Teststrimler er til engangsbrug. Teststrimlerne er med GDH-FAD-enzym og fås i æsker á 50 stk.



Måleområde:	0,6-33,3 mmol/L
Måletid:	Måletiden er 5 sekunder.
Blodmængde:	Der kræves en blodmængde på minimum 0,5 µL.
Klassifikation:	IVD-B
Opbevaring:	Opbevares tørt ved temperature mellem 1-30°C og uden direkte sollys.
Holdbarhed:	Holdbar i 24 måneder fra produktionsdatoen eller 12 måneder efter emballagen er brudt.
Bortskaffelse:	Bortskaffes på forbrændingen.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
6408163	mylife Aveo	Teststrimler	-	Æske á 50 stk.	700017360